


Clic3 Pab De Lapin - O95833

Numéro d'article: CM0017459



Introduction

CLIC3 pAb de lapin est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, avec une réactivité contre CLIC3 humain, souris et rat (27 kDa). Il est adapté à l'étude des fonctions des canaux chlorures intracellulaires et de l'angiogenèse tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLIC3 pAb de lapin
Remarques / Alias	CLIC3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9022
GeneID	9022
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 87-236 de CLIC3 humain (NP_004660.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95833
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sachet de glace