


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chaîne Alpha De La Clusterine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P10909

Numéro d'article: CM0017915



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la chaîne alpha de la clusterine humaine (CLU/APOJ/CLI). Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, les chaperonnes et le complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-chaîne alpha de la clusterine
Remarques/Alias	CLI ; AAG4 ; APOJ ; CLU1 ; CLU2 ; KUB1 ; SGP2 ; APO-J ; SGP-2 ; SP-40 ; TRPM2 ; TRPM-2 ; NA1/NA2 ; chaîne alpha de la clusterine
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	1191
GenelD	1191
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 314-449 de la chaîne alpha de la clusterine humaine (NP_001822.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P10909
Poids moléculaire	52 kDa
Expédition	Sac réfrigérant