


Anticorps Polyclonal De Lapin Cmpk1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P30085

Numéro d'article: CM0025776



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin CMPK1 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Reconnaît la kinase UMP-CMP humaine et murine, impliquée dans la biosynthèse des pyrimidines. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CMPK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CK; CMK; UMK; CMPK; UMPK; UMP-CMPK; CMPK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51727
GeneID	51727
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 69-228 du CMPK1 humain (NP_057392.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P30085
Poids Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace