

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cnap1 Pour Wb Et Elisa - Q15021

Numéro d'article: CM0012461

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CNAP1 (CAP-D2/hCAP-D2) de haute qualité, validé pour le WB et l'ELISA. Détecte la sous-unité 1 du complexe de condensine humain et murin. Idéal pour les recherches sur la mitose et la condensation des chromosomes. 157 kDa, immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CNAP1
Remarques/Alias	CNAP1 ; CAP-D2 ; MCPH21 ; hCAP-D2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9918
GeneID	9918
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 200 de la CNAP1 humaine (Q15021)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q15021
Poids moléculaire de la protéine	157 kDa
Expédition	Sac réfrigérant