

Mab De Lapin Anti-Cntn4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iwv2

Numéro d'article: CM0011285

Introduction

Le mAb de lapin anti-CNTN4 est un anticorps monoclonal de lapin pour WB, IHC-P et ELISA, qui détecte la CNTN4 (Contactine-4) humaine, de souris et de rat. Il cible une molécule d'adhésion cellulaire neuronale impliquée dans la croissance des neurites et la formation des synapses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CNTN4
Remarques / Alias	AXCAM ; BIG-2 ; CNTN4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	152330
ID du gène	152330
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 800-900 de la CNTN4 humaine (Q8IwV2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IwV2
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac de glace