

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cntn6 Pour Wb Et Elisa - Q9Uq52

Numéro d'article: CM0014679

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le CNTN6 humain (Contactine-6, NB-3). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour étudier le développement du système nerveux, la génération d'oligodendrocytes et la signalisation Notch. - Q9UQ52

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CNTN6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NB3 ; CNTN6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	27255
GeneID	27255
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-110 du CNTN6 humain (NP_055276.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UQ52
Poids moléculaire protéique	114 kDa
Expédition	Sac de glace