

Anticorps Monoclonal De Lapin Pour La Coenzyme Nad Pour Db Et Elisa

Numéro d'article: CM0000008

Introduction

Cet Anticorps Monoclonal de Lapin pour la Coenzyme NAD (A21047) est indépendant de l'espèce et convient pour DB et ELISA. Il est conçu pour un usage de recherche dans la détection de la coenzyme NAD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb de Lapin pour la Coenzyme NAD
Espèce	Indépendant de l'espèce
GeneID	CAS:53-84-9
Immunogène	Composés chimiques NAD
Source	Lapin
Catégorie	Autres Anticorps Modifiés
Application	DB, ELISA
Réactivité Croisée	Indépendant de l'espèce
Expédition	Sac de glace