

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Coenzyme Nad Pour Db Et Elisa - Nad

Numéro d'article: CM0023501

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la coenzyme NAD, adapté pour les applications ELISA et dot blot (DB). La réactivité indépendante de l'espèce permet une détection large du NAD dans divers échantillons biologiques. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et l'oxydoréduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Coenzyme NAD Lapin pAb
Immunogène	Composés chimiques NAD
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	DB, ELISA
Réactivité Croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace