


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Col2A1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02458

Numéro d'article: CM0012828



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-COL2A1 à haute affinité, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, de souris et de rat. Convient aux recherches sur la biologie du cartilage et le développement squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COL2A1 pAb de lapin
Remarques/Alias	AOM ; ANFH ; SEDC ; STL1 ; COL11A3 ; COL2A1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1280
ID du gène	1280
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1220 et 1282 de COL2A1 humain (NP_001835.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P02458
Poids moléculaire de la protéine	142 kDa
Expédition	Sac de glace