

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Col4A6 Pour Wb, Elisa - Q14031

Numéro d'article: CM0022536

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-COL4A6 validé pour WB et ELISA. Détecte la COL4A6 humaine, réactivité croisée avec le rat. Adapté à la recherche sur la matrice extracellulaire et la membrane basale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-COL4A6
Remarques/Alias	DFNX6; DELXq22.3; CXDELq22.3; COL4A6
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1288
GenelD	1288
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1575-1691 de la COL4A6 humaine (NP_001838.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q14031
Poids de la protéine	164 kDa
Expédition	Sac de glace