

Anticorps Polyclonal De Lapin Col9A2 Pour Wb, Elisa - Q14055

Numéro d'article: CM0019012



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin COL9A2 (Q14055) produit contre un peptide synthétique dérivé de la chaîne collagène alpha-2(IX) humaine. Convient pour le WB et l'ELISA avec des échantillons humains et de rat. Idéal pour étudier la biologie du cartilage, du vitré et de la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps pAb de Lapin COL9A2
Remarques/Alias	MED, EDM2, STL5, DJ39G22.4, COL9A2
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	1298
ID du Gène	1298
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600-689 de COL9A2 humain (NP_001843.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	Q14055
Poids Moléculaire de la Protéine	65kDa
Expédition	Sac de glace