


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Colgalt1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbj5

Numéro d'article: CM0019629



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-COLGALT1 validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la procollagène galactosyltransférase 1 pour les études de glycosylation du collagène et de formation de la triple hélice.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COLGALT1 pAb de lapin
Remarques/Alias	BSVD3 ; GLT25D1 ; ColGalT 1 ; COLGALT1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	79709
ID du gène	79709
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 230 de la COLGALT1 humaine (NP_078932.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8NBJ5
Poids moléculaire	72 kDa
Expédition	Sac de glace