


Anticorps Monoclonal De Lapin Contre Le Collagène Iv Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

Numéro d'article: CM0012451



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le collagène IV humain (COL4A1,2,3,4) validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Idéal pour la recherche sur les membranes basales et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre le collagène IV
Remarques/Alias	ATS2; ATS3; BFH2; ATS3A; ATS3B; BSVD; BSVD1; RATOR; PADMAL; COL4A1s
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1285/1282/1284/1286
GeneID	1285/1282/1284/1286
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1555-1669 du collagène IV humain (NP_000082.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q01955/P29400/P08572/P02462
Poids de la protéine	162 kDa/161 kDa/168 kDa
Expédition	Sac isotherme