


Anticorps Monoclonal Lapin Complément C3 Pour Wb, Elisa - P01027

Numéro d'article: CM0005745



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le complément C3 de souris (P01027) pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Validé pour un usage en recherche dans les études sur l'immunité innée et la voie du complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Complément C3 Anticorps monoclonal lapin
Remarques/Alias	ASP; Plp; HSE-MSF; Complément C3
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	718
GeneID	12266
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P01027
Poids moléculaire	186kDa
Expédition	Sac de glace