

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Complément C3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01024

Numéro d'article: CM0028826



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le Complément C3 humain, validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Complément C3
Remarques/Alias	ASP ; C3a ; C3b ; AHUS5 ; ARMD9 ; CPAMD1 ; HEL-S-62p ; Complément C3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	718
Identifiant du gène	718
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01024
Poids moléculaire protéique	187 kDa
Expédition	Sac de glace