

Conjugué Aif1/Iba1 Lapin Mab - O70200(Souris),P55008(Humain)

Numéro d'article: CM0010568

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué ciblant AIF1/IBA1 (facteur inflammatoire d'allogreffe 1), validé pour les applications WB et IF-P avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Convient aux immunoessais.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Conjugué AIF1/IBA1 Lapin mAb
Remarques/Alias	G1, Iba1, AIF-1, D17H6S50E
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	199
ID de Gène (Souris)	11629
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de AIF1/IBA1 de souris (O70200)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O70200 (souris), P55008 (Humain)
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace