

Conjugué Aif1/Iba1 Lapin Mab - O70200(Souris),P55008(Humain)

Numéro d'article: CM0009613

Introduction

Anticorps monoclonal lapin Conjugué AIF1/IBA1, validé pour WB et IF-P. Détecte AIF1/IBA1 chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la neuroinflammation et la microglie, avec une performance cohérente d'un lot à l'autre pour le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Conjugué AIF1/IBA1 Lapin mAb
Remarques/Alias	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	199
ID de Gène (Souris)	11629
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la souris AIF1/IBA1 (O70200)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O70200(souris), P55008(Humain)
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace