

Anticorps Monoclonal Anti-Cd200/Ox2 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P41217

Numéro d'article: CM0004887

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué ciblant le CD200/OX2 humain. Validé pour la cytométrie en flux, il reconnaît spécifiquement la glycoprotéine de surface cellulaire impliquée dans la régulation immunitaire. - P41217

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD200/OX2 mAb
Remarques/Alias	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; molécule CD200
Espèce	Humain
ID de Gène	4345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-232 du CD200/OX2 humain (NP_001352780.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P41217
Poids Protéique	30kDa/31kDa/32kDa
Expédition	Sac de glace