

Anticorps Monoclonal Anti-Cd31/Pecam1 Conjugué À L'pour Cytométrie En Flux - Q08481

Numéro d'article: CM0007814

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre CD31/PECAM1 de souris/rat. Validé pour la cytométrie en flux, adapté aux études d'interaction entre cellules endothéliales et leucocytes. Cible la molécule d'adhésion PECAM1. Idéal pour les applications de recherche en immunologie et biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-souris/rat CD31/PECAM1 mAb
Remarques/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	5175
Identifiant du gène (Souris)	18613
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-220 de CD31 de souris (NP_001292086.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q08481
Poids de la protéine	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Expédition	Sachet de glace