

Conjugué Tom20 Lapin Mab Pour Wb, If/Icc, If-P - Q15388

Numéro d'article: CM0005837



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué contre la TOM20 humaine, validé pour WB, IF/ICC et IF-P. Reconnaît la TOM20 humaine, murine et rat pour la recherche sur l'import des protéines mitochondriales et la mitophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Conjugué TOM20 Lapin mAb
Remarques/Alias	MAS20, MOM19, TOM20
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9804
GeneID	9804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-145 de la TOM20 humaine (NP_055580.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15388
Poids protéique	16kDa
Expédition	Sac de glace