


## Anticorps Polyclonal De Lapin Cop1 Pour Wb Et Elisa - Q8Nhy2

Numéro d'article: CM0023210



### Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin (pAb) COP1 validé pour WB et ELISA. Convient pour étudier le rôle de COP1 dans l'ubiquitination, la dégradation de p53 et les voies de survie cellulaire. Réactivité croisée humaine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | pAb Lapin COP1                                                                                                                                     |
| Remarques/Alias     | FAP78; RFWD2; CFAP78; RNF200; COP1                                                                                                                 |
| Espèce              | Humain                                                                                                                                             |
| ID de Gène (Humain) | 64326                                                                                                                                              |
| ID de Gène          | 64326                                                                                                                                              |
| Immunogène          | Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 582-731 du COP1 humain (NP_071902.2) |
| Source              | Lapin                                                                                                                                              |
| Catégorie           | Anticorps Polyclonaux                                                                                                                              |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Réactivité Croisée  | Humain                                                                                                                                             |
| SWISS               | Q8NHY2                                                                                                                                             |
| Poids Protéique     | 80kDa                                                                                                                                              |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                                       |