

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Copb1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P53618

Numéro d'article: CM0018628

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la COPB1 humaine (Beta-COP). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour étudier le transport Golgi/RE médié par le coatomer et l'homéostasie lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COPB1 pAb de lapin
Remarques/Alias	COPB ; BARMACS ; COPB1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1315
GeneID	1315
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 460-740 de la COPB1 humaine (NP_057535.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P53618
Poids moléculaire	107 kDa
Expédition	Sac réfrigérant