

Coq9 Lapin Pab - O75208

Numéro d'article: CM0017368



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le COQ9 humain, un acteur clé de la biosynthèse de l'ubiquinone. Validé pour les applications de Western blot (WB) et ELISA, assurant une détection fiable de cette cible mitochondriale de 36 kDa. Réagit avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COQ9 Lapin pAb
Remarques/Alias	COQ10D5; C16orf49; COQ9
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	57017
ID de gène	57017
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-318 du COQ9 humain (NP_064708.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75208
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace