


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cox Iv Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13073

Numéro d'article: CM0030854



Introduction

Validez le COX IV (COX4I1) humain, de souris et de rat avec cet anticorps polyclonal de lapin, optimisé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Idéal pour les études sur les mitochondries et la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COX IV Lapin pAb
Remarques/Alias	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; COX IV
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1327
GeneID	1327
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-98 du COX IV humain (NP_001852.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13073
Poids moléculaire	20kDa
Expédition	Sac de glace