

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cox1 - Cox1

Numéro d'article: CM0025330

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre COX1 (Cyclooxygénase-1), réactif avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les applications WB, IF, IHC-P et ELISA. L'immunogène correspond aux acides aminés 415-514 de la COX1 de souris. Idéal pour la recherche sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	COX1 Lapin pAb
Alias	CoxI; COX1
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	4512
ID de Gène (Souris)	17708
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 415-514 de la COX1 de souris (NP_904330.1)
Espèce Hôte	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
Poids Protéique	56 kDa
Expédition	Sac de glace