

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cralbp Pour Wb, If, Ihc-P, Elisa - P12271

Numéro d'article: CM0004769



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CRALBP pour Western blot, immunofluorescence, immunohistochimie et ELISA. Détecte le CRALBP humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur le cycle visuel et la rétine. Protéine de 36 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CRALBP
Remarques/Alias	CRALBP
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6017
GenelD	6017
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 du CRALBP humain (P12271).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P12271
Poids moléculaire de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace