

Anticorps Polyclonal De Lapin Crem Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q03060

Numéro d'article: CM0027304

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine CREM humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la spermatogenèse, du rythme circadien et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CREM Rabbit pAb
Remarques / Alias	ICER; CREM-2; hCREM-2; CREM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1390
GeneID	1390
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de la protéine CREM humaine (NP_853549.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03060
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac isotherme