

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Crtap Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075718

Numéro d'article: CM0026498



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine CRTAP humaine (protéine associée au cartilage) pour WB, IHC-P et ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour étudier l'hydroxylation du collagène et la biologie de la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CRTAP Rabbit pAb
Remarques/Alias	OI7 ; CASP ; P3H5 ; LEPREL3 ; CRTAP
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10491
ID du gène	10491
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-240 de la CRTAP humaine (NP_006362.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75718
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace