

Csta Pab De Lapin - P01040

Numéro d'article: CM0030195



Introduction

Le CSTA pAb de lapin est un anticorps polyclonal validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, qui reconnaît la cystatine A humaine et de rat (UniProt P01040). Convient aux études sur les inhibiteurs de protéases et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CSTA pAb de lapin
Remarques / Alias	AREI; PSS4; STF1; STFA; CSTA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1475
GeneID	1475
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 98 de la CSTA humaine (NP_005204.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P01040
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace