

Ctbp2 Lapin Pab Pour Wb, If/Icc, Elisa - P56545

Numéro d'article: CM0021341



Introduction

CTBP2 Lapin pAb est un anticorps polyclonal produit contre un peptide C-terminal de CTBP2 humain, adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et les synapses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTBP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CTBP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1488
GeneID	1488
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et l'extrémité C-terminale de CTBP2 humain (NP_001320.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56545
Poids moléculaire protéique	49kDa
Expédition	Sac de glace