

Anticorps Polyclonal Lapin Ctrb1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17538

Numéro d'article: CM0016097

Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) lapin CTRB1 validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconnaît la chymotrypsinogène B (CTRB1) humaine, souris et rat. Adapté à la recherche sur la sécrétion des sérine protéases et la biologie des enzymes digestives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin CTRB1
Remarques/Alias	CTRB; CTRB1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1504
GeneID	1504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 79-263 de la CTRB1 humaine (NP_001897.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17538
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace