

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Cxcr2 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P25025

Numéro d'article: CM0026529



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CXCR2 (CD182, IL8RB) humain. Convient pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Détecte une protéine de 41 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation des chimiokines, la chimiotaxie des neutrophiles et la réponse inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCR2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD182; IL8R2; IL8RA; IL8RB; CMKAR2; WHIMS2; CDw128b; CXCR2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3579
ID du gène	3579
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 260-359 de CXCR2 humain (NP_001548.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25025
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace