

Cxcr3-B Lapin Pab - P49682-2

Numéro d'article: CM0024302

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CXCR3-B pour WB, IF-P, ELISA. Reconnaît l'isoforme 2 de CXCR3-B humaine et murine, un récepteur de chimiokine inhibant l'angiogenèse via CXCL4/CXCL10. Utile pour les études en oncologie et vasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CXCR3-B Lapin pAb
Remarques/Alias	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2833
ID de gène	2833
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CXCR3-B humain (NP_001136269.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P49682-2
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace