


Ac Mab Cxcr7 De Lapin Pour Wb, Elisa - P25106

Numéro d'article: CM0005923



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin anti-CXCR7 (WB, ELISA) cible le récepteur atypique de chimiokine 3 humain, adapté pour la recherche en cancérologie et neurosciences. Détecte une bande d'environ 41 kDa ; validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Ac mAb CXCR7 de lapin
Remarques/Alias	RDC1; CXCR7; RDC-1; CMKOR1; CXC-R7; CXCR-7; GPR159
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57007
GeneID	57007
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 263-362 du CXCR7 humain (NP_064707.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25106
Poids moléculaire	41kDa
Expédition	Sac de glace