

Anticorps Monoclonal De Lapin Cy3 - Cy3

Numéro d'article: CM0005647

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin cible le colorant cyanine Cy3 (CAS 146397-20-8), offrant une réactivité indépendante de l'espèce pour les tests DB et ELISA. Convient pour le marquage direct ou les stratégies de génération de signal anti-colorant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Cy3
Remarques / Alias	Cy3
Identifiant de gène (Humain)	CAS:146397-20-8
Identifiant de gène	CAS:146397-20-8
Immunogène	Composés chimiques correspondant au Cy3
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace