

## Mac Lapin Cy3/Cy5

Numéro d'article: CM0005240

### Introduction

Anticorps monoclonal lapin Cy3/Cy5 pour les applications DB et ELISA. Présente une réactivité croisée indépendante de l'espèce, adapté à la détection universelle des conjugués Cy3/Cy5. D'origine lapine, idéal pour le développement d'immunoessais et la fourniture de matières premières de diagnostic.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Spécification                           |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Nom du Produit     | mAc Lapin Cy3/Cy5                       |
| ID de Gène (CAS)   | CAS:146368-15-2                         |
| Immunogène         | Composés chimiques correspondant au Cy5 |
| Source             | Lapin                                   |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                   |
| Application        | DB, ELISA                               |
| Réactivité Croisée | Indépendante de l'espèce                |
| Expédition         | Sac de glace                            |