

Acm De Lapin Anti-Cy5 - Cas :146368-15-2

Numéro d'article: CM0006163

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Cy5 pour DB et ELISA. Réactivité indépendante de l'espèce. Idéal pour la détection de sondes marquées au Cy5 dans les immunoessais diagnostiques et les applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Cy5
Identifiant du gène (CAS)	CAS :146368-15-2
Immunogène	Composés chimiques correspondant au Cy5
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac réfrigérant