


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cycline B1 Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P14635

Numéro d'article: CM0006441



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Cycline B1 de haute qualité, validé pour WB, IP, IHC-P et ELISA. Réagit avec la Cycline B1 humaine (P14635), essentielle à la transition du cycle cellulaire G2/M. Idéal pour les études du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Cycline B1
Remarques/Alias	CCNB ; Cycline B1
Espèce	Homme
GeneID (humain)	891
GeneID	891
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 334 et 433 de la Cycline B1 humaine (P14635).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P14635
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Pack réfrigérant