


Cycline B1 Pab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P14635

Numéro d'article: CM0020889



Introduction

Le pAb de lapin anti-Cycline B1 détecte la protéine Cycline B1 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. La cible est un régulateur clé de la transition G2/M et de la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cycline B1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CCNB ; Cycline B1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	891
GeneID	891
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 334 et 433 de la Cycline B1 humaine (NP_114172.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14635
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac isotherme