


Cycline D3 Anticorps Monoclonal De Lapin - P30281

Numéro d'article: CM0005277



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la cycline D3 humaine (CCND3), validé pour WB et ELISA, reconnaissant l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cycline D3 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	CCND3; cycline D3; Cycline D3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	896
GeneID	896
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30281
Poids protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace