

Polymab® De Lapin Anti-Cycline E1 Pour Wb Et Elisa - P24864

Numéro d'article: CM0006879



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Cycline E1 humaine (CCNE1), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les applications de recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® de lapin anti-Cycline E1
Remarques/Alias	CCNE1 ; pCCNE1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	898
ID du gène	898
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de la Cycline E1 humaine (NP_001229.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P24864
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Poche de glace