

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp11A1 (Wb, If, Ihc, Elisa) - P05108

Numéro d'article: CM0022531



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CYP11A1 (P450scc), validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'IHC et l'ELISA. Réagit avec la protéine CYP11A1 humaine, murine et de rat, une enzyme mitochondriale de clivage de la chaîne latérale du cholestérol essentielle à la stéroïdogénèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CYP11A1
Remarques/Alias	CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; CYP11A1
Espèce	Humain
GeneID	1583
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05108
Poids moléculaire protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace