

Anticorps Monoclonal De Lapin Cyp24A1 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07973

Numéro d'article: CM0003087

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin CYP24A1 validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Cible le CYP24A1 humain (Q07973), une enzyme mitochondriale cruciale pour le catabolisme de la vitamine D et l'homéostasie calcique. Usage recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin CYP24A1
Remarques/Alias	CP24, HCAI, CYP24, HCINF1, P450-CC24, CYP24A1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1591
ID du gène	1591
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 36-410 du CYP24A1 humain (NP_000773.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q07973
Poids protéique	59 kDa
Expédition	Sac de glace