

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp24A1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q07973

Numéro d'article: CM0019745

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CYP24A1 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux études sur le catabolisme de la vitamine D, l'homéostasie du calcium et la fonction de la 24-hydroxylase mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CYP24A1
Remarques/Alias	CP24; HCAI; CYP24; HCINF1; P450-CC24; CYP24A1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1591
ID du gène	1591
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 36-448 de la CYP24A1 humaine (NP_001122387.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q07973
Poids moléculaire	59 kDa
Expédition	Sac réfrigérant