

## Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Cyp7A1 Pour Wb Et Elisa - P22680

Numéro d'article: CM0006540



### Introduction

Anticorps monoclonal de souris dirigé contre la CYP7A1 humaine, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Immunogène recombinant (aa 86-108). Pour la recherche sur le métabolisme du cholestérol et la synthèse des acides biliaires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Ac anti-CYP7A1 monoclonal de souris                                                                                         |
| Remarques/Synonymes  | CP7A ; CYP7 ; CYPVII ; CYP7A1                                                                                               |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                     |
| GeneID               | 1581 (Homme)                                                                                                                |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 86-108 de la CYP7A1 humaine (P22680) |
| Source               | Souris                                                                                                                      |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                       |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Souris, Rat                                                                                                                 |
| SWISS                | P22680                                                                                                                      |
| Poids de la protéine | 58 kDa                                                                                                                      |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                |