


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La Cystatine C Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01034

Numéro d'article: CM0014675



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Cystatine C validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte la Cystatine C endogène dans les échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la fonction rénale, l'amylose et les inhibiteurs de protéases.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	Cystatine C Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARMD11; HEL-S-2; Cystatine C
Espèce	Humaine
ID du gène	1471 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 146 de la Cystatine C humaine (NP_000090.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01034
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace