

Cytochrome C Mab De Lapin - P99999

Numéro d'article: CM0011288



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Cytochrome c pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le Cytochrome c (CYC, HCS, THC4) chez l'Homme, la Souris et le Rat. Poids moléculaire : 12 kDa. Idéal pour les études sur l'apoptose et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytochrome c mAb de lapin
Remarques / Alias	CYC ; HCS ; THC4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	54205
GeneID	54205
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 105 du Cytochrome C humain (NP_061820.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P99999
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sachet de glace