


Anticorps Monoclonal Lapin Cytokératine 14 (Krt14) Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P02533

Numéro d'article: CM0011401



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la cytokératine 14 (KRT14) humaine. Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la biologie épithéliale et la recherche sur les kératinocytes basaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokératine 14 (KRT14) mAc Lapin
Remarques/Alias	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Cytokératine 14 (KRT14)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3861
GeneID	3861
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 373-472 de la cytokératine 14 (KRT14) humaine (NP_000517.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02533
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace