

Anticorps Monoclonal De Lapin Contre La Cytokératine 17 (Krt17) Pour Wb, Elisa - Q04695

Numéro d'article: CM0005997

Introduction

Validé pour le WB et l'ELISA, cet anticorps monoclonal de lapin cible la cytokératine 17 (KRT17) humaine, avec réactivité croisée avec la souris. KRT17 est une kératine de type I essentielle à la formation des appendices cutanés et un marqueur du psoriasis et des cancers épithéliaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre la cytokératine 17 (KRT17)
Remarques / alias	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Cytokeratin 17 (KRT17)
Espèce	Humain
GeneID	3872
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 332 et 432 de la cytokératine 17 (KRT17) humaine. (NP_000413.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q04695
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace