

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 17 (Krt17) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q04695

Numéro d'article: CM0014108

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la cytokératine 17 (KRT17) humaine pour une utilisation en Western blot (WB), immunofluorescence/immunocytochimie (IF/ICC) et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie épithéliale et dermatologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin anti-Cytokératine 17 (KRT17)
Remarques/Alias	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Cytokératine 17 (KRT17)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3872
ID de gène	3872
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 133-432 de la cytokératine 17 (KRT17) humaine (NP_000413.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04695
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace